



2797



Light Curing Self Etching Universal Bonding/Adhäsiv

Zum Verbinden von leichten oder doppelt härtenden Kompositen und Kompomeren mit der Zahnstruktur (Dentin und Zahnschmelz).

Zum Verkleben von Inlays, Onlays, Kronen, Brücken, Veneers in Kombination mit einem leichten oder doppelt härtenden Befestigungsmaterial.

Verbesserung der Retention einer Restauration.



Gebrauchsanweisung

DE

Beschreibung

dline Light Curing Self Etching Universal Adhesive is a light curing single component universal self-etching adhesive which incorporates aspects of etching and bonding in a single bottle.

INSTRUCTION FOR USE

HINWEIS! Nicht verwenden, wenn die Verpackung defekt ist. Es wird empfohlen, während der Anwendung einen Kofferdamm zu verwenden.

1. Cavität wie immer vorbereiten. Eine Reinigung mit ölfreier Prophylaxepaste wie dline Prophy Paste wird empfohlen. Verwenden Sie für tiefe Cavitäten eine Calciumhydroxid wie dline Light Curing Calciumhydroxid Base / Liner oder Zement auf Glasionomerbasis, wie z. B. Dline Glass Ionomer Base Lining Cement.
2. Die Oberfläche darf vor dem Auftragen nicht verunreinigt werden.
3. Schütteln Sie die Flasche vor jedem Gebrauch gut.
4. Drücken Sie die Flasche vorsichtig auf und geben Sie einige Tropfen Bonding in den Spenderbecher. Drücken Sie die Flasche nicht mit Gewalt.
5. Tragen Sie mit einer vollständig gesättigten Mikroapplikatorspitze dline Light Curing Self Etching Universal Adhesive auf die vorbereitete Oberfläche auf. **HINWEIS!** Schalten Sie die Lampe aus oder entfernen Sie sie von der Arbeitsfläche, damit das Material nicht aushärtet.
6. Reiben Sie das aufgetragene Bonding/Adhäsiv unter leichtem Druck 20 Sekunden lang mit demselben Mikroapplikator in die Cavität.
7. Blasen Sie die Oberfläche 5 Sekunden lang mit starker Luftkraft ab um überschüssiges Lösungsmittel zu verdampfen. Verwenden Sie einen Vakuumsauger, um die Streuung der Klebeflüssigkeit zu verhindern.
8. Sekunden mit Licht aushärten. Verwenden Sie eine Polymerisationslampe mit einer Lichtintensität von ≥ 700 mW/cm² und einem Wellenlängenbereich von 400-500 nm (blaues Licht).
9. Befestigungszement auftragen (indirekte Restaurationen) wie dline Dual Curing Bonding/Adhäsiv Resin Cement oder lichterhärtendes Restaurationsmaterial (direkte Restaurationen) wie dline Light Curing Nano Hybrid Composite, dline Light Curing Nano Flowable Composite und Finish Restauration.

ACHTUNG!

- a) Schließen Sie nach dem Extrudieren der gewünschten Menge Klebstoff sofort den Flaschenverschluss.
- b) Wenn Sie dline Light Curing Self Etching Universal Bonding/Adhäsiv nach der Lagerung aus dem Kühlschrank nehmen, lassen Sie die Flasche einige Zeit (etwa 15 Minuten) stehen bis die Flasche auf Raumtemperatur erwärmt ist.
- c) Bei non-cut Zahnschmelz-Oberflächen wird immer ein Vorätzen mit Phosphorsäuregel wie dline Phosphorsäure-Ätzel empfohlen.

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN!

ACHTUNG! dline Light Curing Self Etching Universal Adhesive ist eine leicht entzündliche Flüssigkeit. Es enthält Methacrylatmonomere und Ethylalkohol. Verwenden Sie dline Light Curing Self Etching Universal Adhesive nicht, wenn der Patient allergisch gegen das Produkt oder einen der Inhaltsstoffe ist. Nicht auf freiliegendem Zellstoff anwenden.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Nicht ausgehärtetes Material verursacht schwere Augenreizungen, Hautreizungen, kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen und beim Verschlucken schädlich sein. **WENN ES IN DIE AUGEN GELANGT:** Vorsichtig einige Minuten mit Wasser abspülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und einfach zu handhaben. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen. **WENN AUF HAUT ODER MUCOSA:** Mit viel Wasser waschen. Wenn Haut- / Schleimhautreizungen oder Hautausschläge auftreten: ärztlichen Rat einholen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor Wiederverwendung waschen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. Rufen Sie ein Giftzentrum oder einen Arzt an, wenn Sie sich unwohl fühlen.

Vorbeugung:

Nach der Handhabung die Hände gründlich waschen. Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz für Arzt und Patient zu tragen. Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.

Wechselwirkung mit anderen Substanzen:

dline Light Curing Self Etching Universal Adhesive sollte nicht mit Produkten verwendet werden, die Hämostatika auf der Basis von Eugenol und Aluminium oder Eisen (III) -Verbindungen enthalten.

LAGERUNG

Halten Sie den Behälter an einem trockenen, gut belüfteten Ort bei 2-8 ° C fest verschlossen (vorzugsweise im Kühlschrank). Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Von Hitze / Funken / offenen Flammen / heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. Die Chargennummer sollte in der gesamten Korrespondenz angegeben werden. Charge und Verfallsdatum siehe Verpackung. Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden. Entsorgen Sie den Inhalt / Behälter gemäß den nationalen Vorschriften. Von Kindern fern halten!

VERANTWORTUNG DER HERSTELLER



Unsere Geräte wurden für den professionellen Einsatz in der Zahnmedizin entwickelt. Da die Anwendung unserer Geräte außerhalb unserer Kontrolle liegt, ist der Benutzer voll verantwortlich für die Anwendung. Selbstverständlich garantieren wir die Qualität unserer Geräte gemäß den geltenden Normen.

VERPACKUNG

REF 14010 5ml bottle, 5pcs micro applicators, cup

Made in EU for Dline OU www.dline.ee

UAB „Medicinos linija“
Karaliaucius str. 29 LT-78348 Siauliai
Lithuania

Last revised: 2019-12
2020-07 DE Version

Vertrieb in DE & AT

Dental-Contact Vertriebs KG

Im Spiet 101
D 26506 Norden
Telefon +49 (0)4931 9809681
Telefax +49 (0)4931 9809683
www.dline-dental.de