

TRIANGO 100 F



TECHNISCHE DATEN


BELEUCHTUNGSSTÄRKE	100 000 Lux à 1.0 m
AUSLEUCHTUNGSTIEFE	74 cm
BETRIEBSGERÄT	Elektronischer Konverter
NETZANSCHLUSSLEITUNG	3 m
LEISTUNGS-AUFNAHME	40 W
EINGANGS NENNSPANNUNG	100 - 240 V
FREQUENZBEREICH	50 / 60 Hz
LEUCHTENGEHÄUSE	Polyamid (PA)
GEWICHT (NETTO)	20 kg
BEDIENUNG	Folientastatur an Kardanik
DIMMUNG	4 Dimmstufen (100% / 80% / 60% / 40%)
Gelenkmechanik	Feder (Gewichtsausgleich)
SCHUTZKLASSE	I
SCHUTZART	IP 20, IP 43 (Leuchtenkopf, horizontale Lage)
NORMEN	EN 60601-1, EN 60601-2-41
BESONDERHEITEN	Hochwertiges Armsystem, Diamantoptik
BEFESTIGUNG	Rollstativ
ZUBEHÖR	Sterilisierbarer OP-Handgriff, Wegwerf Griffüberzug

OPERATIONSLEUCHTEN



	Beleuchtungsfeld (D10)	Farbwiedergabe CRI (Ra)	Farbtemperatur	Anzahl LEDs	Dimmung	Bestellnummern
TRIANGO 100-1 F	18 cm à 1.0 m	94	4 700 K	9	4 Dimmstufen (100% / 80% / 60% / 40%)	D15892000-00803664 - Schuko D15911000-00803665 - UK D15923000-00803670 - CH
TRIANGO 100-3 F	18 cm à 1.0 m	94	3 700 / 4 300 / 4 700 K	9	4 Dimmstufen (100% / 80% / 60% / 40%)	D15893000-00803115 - Schuko D15912000-00803187 - UK D15924000-00803671 - CH
TRIANGO Fokus 100-1 F	18 / 23 / 28 cm à 1.0 m	96	4 700 K	45	4 Dimmstufen (100% / 80% / 60% / 40%)	D15894000-00803689 - Schuko D15913000-00803700 - UK D15925000-00803698 - CH
TRIANGO Fokus 100-3 F	18 / 23 / 28 cm à 1.0 m	96	3 700 / 4 300 / 4 700 K	45	4 Dimmstufen (100% / 80% / 60% / 40%)	D15895000-00803690 - Schuko D15914000-00803188 - UK D15926000-00803699 - CH
TRIANGO Endo 100-1 F	18 cm à 1.0 m	94	4 700 K	9	4 Dimmstufen (100% / 80% / 60% / 40%), Endo Modus	D15974000-00803707 - Schuko D15975000-00803708 - UK D15978000-00803711 - CH

LICHTVERTEILUNG



TECHNISCHE ZEICHNUNG

