

Bambach® Spezialsitze



Bambach® Sattelsitz Cutaway
Ergotherapeutischer Spezialsitz

- Speziell mit schmaler V-Wölbung
- Komfortabel für Personen mit schmalen Beckenstand

	Farbe	REF
Bambach Cutaway	Premium Leder Black	B204051
Bambach Cutaway	Med. Kunstleder Black	B203001

Bitte gewünschte Farbe angeben – Farbmuster auf Anfrage.



Bambach® Sattelsitz Large
Ergotherapeutischer Spezialsitz

- Größte Sattelform
- Besonders beliebt bei Personen mit kräftigem Beckenstand

	Farbe	REF
Bambach Large	Premium Leder Black	B207051
Bambach Large	Med. Kunstleder Black	B207001

Bitte gewünschte Farbe angeben – Farbmuster auf Anfrage.



Bambach® OP
Operations-Spezialsitz

vollständig
desinfizierbar

- Mit Fußhöhenverstellung
- Entspricht den hygienischen Anforderungen von Operationssälen
- Regulierung der Sitzhöhe ohne Hände
- Neigungswinkel der Sitzfläche verstellbar
- Sitzfläche aus Polyethylen (Spritzgussverfahren)

	Farbe	REF
Bambach OP	Black	460 100



Bitte pflegen Sie das Leder
1 – 2 x wöchentlich!

Bambach® Lederpflegeöl

Intensive Pflege und Schutz für Lederflächen

- Hält Lederflächen langfristig weich und geschmeidig
- Vermeidet schnelles Abnutzen und mögliche Risse

	Inhalt	REF
Bambach Lederpflegeöl	50 ml	554 304



Referenzen:

„Die natürliche Sitzposition gefällt! Man sitzt viel aufrechter. Wir haben festgestellt, dass sich unsere Rückenprobleme wesentlich verbessert haben und damit verbundene Schmerzen. Wir würden nie mehr darauf verzichten wollen.“

(Dr. med. Helga Heß, Hinternah)

„Wir haben nach und nach in sechs Behandlungszimmern die Stühle durch Bambach Sattelsitze ausgetauscht. Der Bambachstuhl ist gut verarbeitet, benötigt wenig Platz und ermöglicht eine angenehme, entspannte Sitzposition.“

(Dres. Ulrike und Paul Diemer, Ellwangen)

„Die hohe Behandlungsflexibilität spricht für diesen Sattelsitz. Er ermöglicht einen schnellen Positionswechsel und eine entspannte Sitzposition, hygienisch ohne Handkontakt.“

(ZA Cora Ludewig, Northheim)

„Der Bambach Sattelsitz tut meiner Sitzhaltung besonders gut. Ich kenne seitdem keine Rückenschmerzen mehr. Inzwischen wurden alle Behandlungszimmer damit ausgestattet und unsere Angestellten sind begeistert.“

(ZA Renate Thieme, Schwülper)



✓ Physiotherapie



✓ Tierarztpraxis



✓ Home-Office



✓ Industrie



✓ Krankenhaus



✓ Tattooostudio

Bambach® Sattelsitz

Meine Wunsch-Konfiguration:



Standard Sattelsitz

Hoher Standard Sattelsitz

Standard Sattelsitz mit Rückenlehne

In 3 Höhen erhältlich:
Small: < 1,60 m
Medium: < 1,90 m
Long: > 1,90 m

1. Sitzform

- Standard Cutaway OP
 Small Large

2. Nennen Sie uns Ihre Körpergröße, damit wir die passende Gasdruckfeder liefern können

- Small: < 1,60 m
 Medium: < 1,90 m
 Long: > 1,90 m

3. Wählen Sie die für Ihr Umfeld richtigen Rollen

- Laufrolle weich (für harte Böden)
 Laufrolle hart (für weiche Böden)
 Laufrolle mit Bremse ohne Last
 Laufrolle mit Bremse unter Last

Angebotsanfrage



Bambach® Sattelsitz

Unsere Vielfalt für Ihre Gesundheit



www.bambach-sattelsitz.de

Der Bambach® Sattelsitz schafft Entspannung für Ihren Rücken!

Heute sitzt der Mensch über 70% des Tages – im Laufe des Lebens über 100.000 Stunden! Die höchste Belastung stellt Sitzen mit häufig gebeugtem Rücken und extremen Verdrehungen dar – z. B. in der Zahnarztpraxis.

Untersuchungen haben ergeben, dass vorgebeugtes Sitzen denselben Bandscheibendruck verursacht wie das Heben schwerer Gewichte. Setzen wir die Belastung auf die Bandscheiben im Stehen mit 100% an, so vermindert sich der Druck im Liegen auf 20%, erhöht sich aber auf 120 – 140% in „normaler“ und auf über 200% in der nach vorne gekrümmten Sitzhaltung.

Der Wirbelsäulendruck auf dem Bambach Sattelsitz dagegen entspricht dem in stehender Haltung. Der Rücken wird so nachhaltig entlastet und das Ergebnis spürt man!



Optimale ergonomische Haltung auf dem Bambach® Sattelsitz



Rückenschmerzen: Das Zahnarztleiden!

Rückenschmerzen: Mehr als 80% der Bevölkerung leiden gelegentlich daran, mehr als ein Drittel chronisch. Sie sind die Ursache für über 20% aller Arbeitsausfälle – kein Wunder, dass die Krankenkassen von einer „Epidemie“ sprechen. Sie schätzen ihre Kosten durch Rückenbeschwerden auf 5 – 6 Milliarden Euro. Besonders betroffen ist, wer beruflich einseitigen Belastungen ausgesetzt ist, vor allem in sitzender Position – extrem ausgeprägt bei Beschäftigung in der Zahnarztpraxis.

Die Idee zum Bambach® Sattelsitz

Der Bambach Sattelsitz verdankt dem Reitsport die Entwicklung eines gesunden Arbeitssitzes. Die Sitzhaltung auf dem Bambach Sattelsitz in Kombination mit der Bewegung und dem Balancehalten ahmt die gesunde Reiterposition nach und entlastet den gesamten Rücken.

Der Bambach Sattelsitz wurde in Australien von der Ergotherapeutin Mary Gale entwickelt.

Sie untersuchte die Sitzhaltung auf dem Pferd ausgehend von den Phänomenen,

- dass Rollstuhlfahrer ohne Hilfe im Sattel auf einem Pferd sitzen konnten.
- dass Reiter mit Rückenleiden auf dem Pferd sitzend schmerzfrei waren.


Mary Gales jahrelange Arbeit bewies, dass der Bambach Sattelsitz eine natürliche, rückenfreundliche Körperhaltung ermöglicht. Bei dieser Sitzhaltung wird das Becken leicht nach vorne gekippt, die Hüftgelenke sind 45° gebeugt in Ruhestellung. Die natürliche Form der Lendenwirbelsäule wird gewahrt, der Druck auf die Bandscheiben vermindert. Eine perfekt ausbalancierte, bequeme Haltung ist das Ergebnis. Sie nimmt die Rückenmuskulatur in Anspruch, ohne sie zu überfordern. Rücken, Nacken und Schultern bleiben entspannt, die Blutzirkulation in den Beinen verbessert sich. Kurz gesagt, der Bambach Sattelsitz bietet dem Nutzer die bestmögliche Balance und Mobilität in dauerhaft aufrechter Haltung.

Mary Gale
australische Ergotherapeutin
und passionierte Reiterin



Bambach® Farbauswahl

Premium Echtleder



Medizinisches Kunstleder (weich, abriebsbeständig)



(Auch mit eigenem Bezug lieferbar)



Bambach® Zubehör

Armllehne

Speziell zur Entlastung bei längeren Behandlungen

- Perfekt für Endodontie und Zahnchirurgie
- Löst Verspannungen in der Schultermuskulatur
- Schwenkbare Armllehne erhältlich

	REF (Rechts)	REF (Links)
Armllehne Lang, Premium Leder Black (55 cm)	BARM-1051	BARM-3051
Armllehne Kurz, Premium Leder Black (30 cm)	BARM-2051	BARM-4051
Armllehne Smart, Lang, Black	BARM-1901	BARM-3901



Fußring

Fußablage für Bambach Sattelsitz

- Geeignet für hohe Arbeitsplätze

	REF
Fußring, Chrome	BBAS-1020



Fußhöhenverstellung

Hygienische Höhenregulierung am Fußkreuz

- Ideal bei Operationen oder längeren Behandlungen

	REF
Fußhöhenverstellung Small	BSTE-2013
Fußhöhenverstellung Medium	BSTE-2014
Fußhöhenverstellung Large	BSTE-2015



Rückenlehne Smart

Gewährleistet optimale Stützung des Rückens

- Höhenverstellbar
- Leicht zu reinigendes (abzuwischendes) Vinyl

	REF
Rückenlehne Smart, Vinyl, Black	BBKR-1001



Gasdruckfeder

	REF
Gasdruckfeder S < 1,60 m	BSTE-2006
Gasdruckfeder M < 1,90 m	BSTE-2007
Gasdruckfeder L > 1,90 m	BSTE-2008



Fußkreuz

	REF
Fußkreuz Small Ø 46 cm	BBAS-1013
Fußkreuz Medium Ø 54 cm	BBAS-1014



Laufrollen

	REF
Laufrolle weich (für harte Böden)	BCAS-1105
Laufrolle hart (für weiche Böden)	BCAS-1101
Laufrolle mit Bremse ohne Last	BCAS-1102
Laufrolle mit Bremse unter Last	BCAS-1103
XL Rollen	BCAS-1107