





Beleuchtungsstärke	6 000 Lux à 0.15 m
Farbwiedergabe CRI (Ra)	95
Farbwiedergabe R9	91
Farbwiedergabe R13	98
Farbtemperatur	6 500 K
Linsendurchmesser	160 mm
Linsen Dioptrie	3.5 dpt (ca. 1.9-fache Vergrößerung)
Linsenmaterial	Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anzahl LEDs	90
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Netzanschlussleitung	1.8 m
Netzstecker	EU
Leistungsaufnahme	12 W
Eingangs Nennspannung	100 - 240 V
Frequenzbereich	50 / 60 Hz
Leuchtengehäuse	Polyamid (PA)
Gewicht (Netto)	2 kg
Bedienung	Folientastatur am Leuchtenkopf
Dimmung	Stufenlos
Gelenkmechanik	Feder (Gewichtsausgleich)
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20
Normen	EN 60601-1
Besonderheiten	Drehdurchführung (360° Turnoverachse), Kratzfeste Kunststofflinse
Befestigung	Pin Befestigung (Ø 16 mm)
Zubehör	Rollstativ, Schienenbefestigung, Tischklemme, Universalbefestigung, Wandhalter
Bestell-Nr.	D15815000-00752618

Lichtverteilung



Technische Zeichnung

