

MK-dent



Frühjahr / Sommer 2020

DISCOVER THE ADVANTAGE

Mindestens drei Produkte kaufen und 15% sparen.



RUNDUM-SORGLOS GARANTIE

Mit der kostenlosen MK-dent Rundum-Sorglos-Garantie bieten wir Ihnen eine vollständige Garantie **inklusive aller Verschleißteile**. Unser Service ist in dieser Form einzigartig auf dem Markt.

Mechanische Kräfte, die während des Betriebs über Jahre hinweg auf Ihre Präzisionsinstrumente einwirken, können diese beschädigen. Bedenken Sie daher, dass Verschleißteile mit der Zeit erneuert werden müssen. Bei einer Instandsetzung verwenden wir ausschließlich MK-dent Original-Ersatzteile, die alle technischen und regulatorischen Anforderungen erfüllen. Somit ist gewährleistet, dass Ihr Instrument auch nach dem kostenlosen Wechsel eines Verschleißteils weiterhin perfekt funktioniert.

01



KOSTENLOSER ABHOLSERVICE
von defekten Instrumenten direkt bei Ihnen in der Praxis.

02



KOSTENLOSE INSTANDSETZUNG
Ihrer Instrumente während der MK-dent Rundum-Sorglos-Garantie - inklusive aller Ersatzteile.

03



KOSTENLOSE LIEFERUNG
Ihrer instandgesetzten Instrumente direkt zu Ihnen in die Praxis.



Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen.

mk-dent.com



TRIPLE SET PROMOTION

Kaufen Sie mindestens drei frei kombinierbare Produkte aus unseren Serien Prime Line, Classic Line, Eco Line sowie Prophy Line und erhalten Sie **15% Rabatt**.

Katalogseiten mit diesem Symbol  sind Teil der Aktion.

PRIME
LINE

SEITE 4

CLASSIC
LINE

SEITE 5

ECO
LINE

SEITE 6

PROPHY
LINE

SEITE 8

Sie haben Fragen zu unserem Service oder unserer Aktion?

Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

 04532 400 49-0

Geschäftszeiten Montag bis Freitag 8 - 17 Uhr



TURBINEN



MAXIMAL
55 dB

- ✓ AeroAcoustic Prime Rotor
- ✓ Spannzange mit Hartmetallführung der neuen Generation
- ✓ Rücksaugstopp
- ✓ Verfeinerte Keramik-Kugellager
- ✓ Automatische Druckregulierung
- ✓ Titan-Beschichtung

HP21KL | NL | WL | SL

Turbine mit Licht

Standard Kopf Ø 12,5 x H 14,3
25 W, max. 55 dB
4-Loch Spray
HP21KL für Kavo MULTiflex®
HP21NL für NSK Phatelus®
HP21WL für W&H Roto Quick®
HP21SL für Sirona®

Stückpreis
im 3er-Set € 590,75
Einzelpreis € 695,00

HP22KL | NL | WL

Turbine mit Licht

Kleiner Kopf Ø 10,8 x H 12,5
18 W, max. 55 dB
3-Loch Spray
HP22KL für Kavo MULTiflex®
HP22NL für NSK Phatelus®
HP22WL für W&H Roto Quick®

Stückpreis
im 3er-Set € 590,75
Einzelpreis € 695,00

KÖPFE



LPH11

Winkelstückkopf

1:1, blau
Max. 40 000 rpm
Für RA-Bohrer (Ø 2,35 mm)

Stückpreis
im 3er-Set € 168,30
Einzelpreis € 198,00

LPH21

Winkelstückkopf

2:1, grün
Max. 20 000 rpm
Für RA-Bohrer (Ø 2,35 mm)

Stückpreis
im 3er-Set € 168,30
Einzelpreis € 198,00

HAND- & WINKELSTÜCKE



LP01L

Handstück mit Licht

1:1, blau
Max. 40 000 rpm
Für HP-Bohrer
(Ø 2,35 mm)

Stückpreis
im 3er-Set € 382,50
Einzelpreis € 450,00

LP27L

Winkelstück-
unterteil mit Licht

2,7:1, grün
Max. 14 814 rpm
Für MK-dent® und
Kavo® Winkelstück-
köpfe

Stückpreis
im 3er-Set € 335,75
Einzelpreis € 395,00

LP11L

Winkelstück-
unterteil mit Licht

1:1, blau
Max. 40 000 rpm
Für MK-dent® und
Kavo® Winkelstück-
köpfe

Stückpreis
im 3er-Set € 297,50
Einzelpreis € 350,00

LP74L

Winkelstück-
unterteil mit Licht

7,4:1, grün
Max. 5 406 rpm
Für MK-dent® und
Kavo® Winkelstück-
köpfe

Stückpreis
im 3er-Set € 382,50
Einzelpreis € 450,00

LP15L **NEU**

Winkelstück
mit Licht

1:5, rot
Max. 200 000 rpm
Für FG-Bohrer
(Ø 1,6 mm)

Stückpreis
im 3er-Set € 675,75
Einzelpreis € 795,00



- ✓ Kavo® kompatibel
- ✓ Titan-Beschichtung
- ✓ Druckknopf-System



- ✓ Austauschbare Köpfe
- ✓ Langlebige Getriebe
- ✓ Übertragungen von 1:5 bis zu 14,8:1
- ✓ Titan-Beschichtung



Kraft in Perfektion.

TURBINEN



28 W
POWER
EDITION

- ✓ AeroPower Rotor
- ✓ Spannange mit Hartmetallführung der neuen Generation
- ✓ Rücksaugstopp
- ✓ Verfeinerte Keramikugellager
- ✓ Chrome-Beschichtung

HC20KL | HC20K

Turbine mit Licht | ohne Licht
Standard Kopf Ø 12,5xH 14,3
Power Edition
28 W, max. 57 dB, 4-Loch Spray
Für Kavo MULTiflex®

Stückpreis
im 3er-Set € 505,75 | € 420,75
Einzelpreis € 595,00 | € 495,00

HC21KL | HC21K

Turbine mit Licht | ohne Licht
Standard Kopf Ø 12,5xH 14,3
Classic Edition
23 W, max. 57 dB, 4-Loch Spray
Für Kavo MULTiflex®

Stückpreis
im 3er-Set € 420,75 | € 335,75
Einzelpreis € 495,00 | € 395,00

HC22KL | HC22K

Turbine mit Licht | ohne Licht
Kleiner Kopf Ø 10,8xH 12,5
18 W, max. 60 dB, 3-Loch Spray
Für Kavo MULTiflex®

Stückpreis
im 3er-Set € 420,75 | € 335,75
Einzelpreis € 495,00 | € 395,00



LCH11

Winkelstückkopf
1:1, blau
Max. 40 000 rpm
Für RA-Bohrer
(Ø 2,35 mm)

Stückpreis
im 3er-Set € 157,25
Einzelpreis € 185,00

LCH21

Winkelstückkopf
2:1, grün
Max. 20 000 rpm
Für RA-Bohrer
(Ø 2,35 mm)

Stückpreis
im 3er-Set € 157,25
Einzelpreis € 185,00

LCH21P

Winkelstückkopf
2:1, grün
Max. 20 000 rpm
Für Snap-On und
Screw-Type Prophy
Cups

Stückpreis
im 3er-Set € 157,25
Einzelpreis € 185,00



LCH16: Für FG-Bohrer (Ø 1,6 mm), 1:1 blau, **im 3er-Set 191,25 €**, Einzelpreis 225,00 €

- ✓ Kavo® kompatibel
- ✓ Chrom-Beschichtung
- ✓ Druckknopf-System

LC01L | LC01

Handstück
mit Licht | ohne Licht

1:1, blau
Max. 40 000 rpm
Für HP-Bohrer (Ø 2,35 mm)

Stückpreis
im 3er-Set € 335,75 | € 250,75
Einzelpreis € 395,00 | € 295,00

LC11L | LC11

Winkelstückunterteil
mit Licht | ohne Licht

1:1, blau
Max. 40 000 rpm
Für MK-dent® und Kavo®
Winkelstückköpfe

Stückpreis
im 3er-Set € 212,50 | € 165,75
Einzelpreis € 250,00 | € 195,00

LC27L | LC27

Winkelstückunterteil
mit Licht | ohne Licht

2,7:1, grün
Max. 14 814 rpm
Für MK-dent® und Kavo®
Winkelstückköpfe

Stückpreis
im 3er-Set € 297,50 | € 212,50
Einzelpreis € 350,00 | € 250,00

LC74L | LC74

Winkelstückunterteil
mit Licht | ohne Licht

7,4:1, grün
Max. 5 406 rpm
Für MK-dent® und Kavo®
Winkelstückköpfe

Stückpreis
im 3er-Set € 335,75 | € 250,75
Einzelpreis € 395,00 | € 295,00



- ✓ Austauschbare Köpfe
- ✓ Langlebige Getriebe
- ✓ Übertragungen von 1:1 bis zu 14,8:1
- ✓ Chrom-Beschichtung



TURBINEN



Purismus trifft Performance.

HE21KL | NL | WL | SL

Turbine mit Licht
Standard Kopf Ø 12,5xH 14,3
24 W, 4-Loch Spray
HE21KL für Kavo MULTIflex®
HE21NL für NSK Phatelus®
HE21WL für W&H Roto Quick®
HE21SL für Sirona®

Stückpreis
im 3er-Set € 335,75
Einzelpreis € 395,00

HE22KL | NL | WL

Turbine mit Licht
Kleiner Kopf Ø 10,8xH 12,5
16 W, 3-Loch Spray
HE22KL für Kavo MULTIflex®
HE22NL für NSK Phatelus®
HE22WL für W&H Roto Quick®

Stückpreis
im 3er-Set € 335,75
Einzelpreis € 395,00

HE21K | N | W

Turbine ohne Licht
Standard Kopf Ø 12,5xH 14,3
24 W, 4-Loch Spray
HE21K für Kavo MULTIflex®
HE21N für NSK Phatelus®
HE21W für W&H Roto Quick®

Stückpreis
im 3er-Set € 250,75
Einzelpreis € 295,00

HE22K | N | W

Turbine ohne Licht
Kleiner Kopf Ø 10,8xH 12,5
16 W, 3-Loch Spray
HE22K für Kavo MULTIflex®
HE22N für NSK Phatelus®
HE22W für W&H Roto Quick®

Stückpreis
im 3er-Set € 250,75
Einzelpreis € 295,00

HAND- & WINKELSTÜCKE

LE01L | LE01

Handstück
mit Licht | ohne Licht
1:1, blau, max. 40 000 rpm
Für HP-Bohrer (Ø 2,35 mm)

Stückpreis
im 3er-Set € 297,50 | € 212,50
Einzelpreis € 350,00 | € 250,00

LE15L | LE15 **NEU**

Winkelstück mit Licht | ohne Licht
1:5, rot, max. 200 000 rpm
Für FG-Bohrer (Ø 1,6 mm)

Stückpreis
im 3er-Set € 505,75 | € 420,75
Einzelpreis € 595,00 | € 495,00

LE27L | LE27

Winkelstück mit Licht | ohne Licht
2,7:1, grün, max. 14 814 rpm
Für RA-Bohrer (Ø 2,35 mm)

Stückpreis
im 3er-Set € 382,50 | € 297,50
Einzelpreis € 450,00 | € 350,00

LE54LP | LE54P

Winkelstück mit Licht | ohne Licht
5,4:1, grün, max. 7 407 rpm
Für Snap-On und Screw-Type
Prophy Cups

Stückpreis
im 3er-Set € 382,50 | € 297,50
Einzelpreis € 450,00 | € 350,00

LE11L | LE11

Winkelstück
mit Licht | ohne Licht
1:1, blau, max. 40 000 rpm
Für RA-Bohrer (Ø 2,35 mm)

Stückpreis
im 3er-Set € 335,75 | € 250,75
Einzelpreis € 395,00 | € 295,00

LE21L | LE21

Winkelstück mit Licht | ohne Licht
2:1, grün, max. 20 000 rpm
Für RA-Bohrer (Ø 2,35 mm)

Stückpreis
im 3er-Set € 335,75 | € 250,75
Einzelpreis € 395,00 | € 295,00

LE54L | LE54

Winkelstück mit Licht | ohne Licht
5,4:1, grün, max. 7 407 rpm
Für RA-Bohrer (Ø 2,35 mm)

Stückpreis
im 3er-Set € 382,50 | € 297,50
Einzelpreis € 450,00 | € 350,00

LE74L | LE74

Winkelstück mit Licht | ohne Licht
7,4:1, grün, max. 5 406 rpm
Für RA-Bohrer (Ø 2,35 mm)

Stückpreis
im 3er-Set € 420,75 | € 335,75
Einzelpreis € 495,00 | € 395,00



- ✓ AeroPerformance Rotor
- ✓ Verfeinerte Keramikugellager
- ✓ Chrom-Beschichtung



- ✓ Langlebige Getriebe
- ✓ Übertragungen von 1:5 bis zu 7,4:1
- ✓ Chrom-Beschichtung

Schnell und variabel verbinden.

KUPPLUNGEN

24
Monate

Garantie



QC6016KW

6-Loch Schnellkupplung
mit Wasserregulierung & LED

Für MK-dent® & Kavo MULTiflex®

€ 198,00

Mit Xenon: QC5016KW, € 179,00



QC6016K

6-Loch Schnellkupplung mit LED

Für MK-dent® & Kavo MULTiflex®

€ 169,00

Mit Xenon: QC5016K, € 149,00



QC4014K

4-Loch Schnellkupplung ohne Licht

Für MK-dent® & Kavo MULTiflex®

€ 89,00



QC6016SW

6-Loch Schnellkupplung
mit Wasserregulierung & LED

Für Sirona®

€ 198,00

Mit Xenon: QC5016SW, € 179,00



QC6016NT

6-Loch Schnellkupplung mit LED

Für NSK Phatelus®

€ 129,00

Weitere Varianten:

QC5016NT mit Xenon (6-Loch) € 98,00

QC4014NT ohne Licht (4-Loch) € 79,00



QC5016W

6-Loch Schnellkupplung mit Stromversorgung

Für W&H Roto Quick®, W&H Turbinen mit Licht

€ 139,00

Für Turbinen ohne Licht:

QC4014W, € 89,00

MOTOREN

24
Monate

Garantie



AM1116

6-Loch Luftmotor mit LED

- Titan-Beschichtung
- Max. 20000 rpm
- Interne Wasserversorgung
- Stufenlos regelbarer Links- und Rechtslauf
- Wasserregulierung
- Innengeführte, getrennte Kühlmedien
- Standard INTRAmatic® Anschluss
- Passend für alle gängigen Instrumente

€ 495,00



AM1004

4-Loch Luftmotor

- Max. 20000 rpm
- Interne Wasserversorgung
- Stufenlos regelbarer Links- und Rechtslauf
- Standard INTRAmatic® Anschluss
- Passend für alle gängigen Instrumente

€ 295,00

PROPHY LINE

3
INSTRUMENTE
-15 %

ULTRASCHALLSCALER & SCHLÜSSEL

- ✓ Schmerzfreie Behandlung des Patienten durch hochfrequente Bewegungen
- ✓ 6er-LED-Lichtring für optimale Ausleuchtung der Präparationsstelle
- ✓ Erhältlich für EMS® und Acteon-Satelec®
- ✓ Komfortabler Stahlgriff für extra lange Lebensdauer

12
Monate

✓
Garantie



SC21KEY

Prophy Torque *
Kombination aus Drehmomentschlüssel zur korrekten Befestigung und Instrumentenhalter zur sicheren Aufbewahrung der Scalerspitze
€ 19,00



SC21EL

Ultraschallscaler mit Licht

24 - 33 kHz
Stahlhülse
Für EMS®,
Typ EN-060A

Stückpreis im 3er-Set € 250,75
Einzelpreis € 295,00



SC21E

Ultraschallscaler

24 - 33 kHz
Stahlhülse
Für EMS®,
Typ EN-041

Stückpreis im 3er-Set € 165,75
Einzelpreis € 195,00



SC21E2

Ultraschallscaler

24 - 33 kHz
Stahlhülse
Für EMS®,
Typ EN-061

Stückpreis im 3er-Set € 165,75
Einzelpreis € 195,00



SC21SL

Ultraschallscaler mit Licht

24 - 33 kHz
Stahlhülse
Für Acteon-Satelec®,
Typ F 12 609

Stückpreis im 3er-Set € 250,75
Einzelpreis € 295,00



SC21S

Ultraschallscaler

24 - 33 kHz
Stahlhülse
Für Acteon-Satelec®,
Typ F 12 281

Stückpreis im 3er-Set € 165,75
Einzelpreis € 195,00



SC22KEY

Endo Torque *
Schlüssel zur korrekten Befestigung von Endospitzen
€ 16,50

PULVERSTRAHLGERÄT & PROPHYPOWDER

24
Monate

✓
Garantie

- ✓ Ergonomische Form
- ✓ 360° drehbares RotaGrip® System für sicheres und einfaches Arbeiten
- ✓ 300g Prophy Powder im Lieferumfang enthalten



PR1011

Luftbetriebenes Pulverstrahlgerät

PR1011K mit Kavo® Anschluss

PR1011S mit Sirona® Anschluss

PR1011B mit Bien-Air® Anschluss

Stückpreis im 3er-Set € 505,75 Einzelpreis € 595,00

PR1011W mit W&H® Anschluss

PR1011N mit NSK® Anschluss



PROPHY POWDER *

Für die Prophy Line und Pulverstrahlgeräte anderer Hersteller

Extra feine Körnung: 12 - 14 µm (300g)

Erhältlich in folgenden Geschmacksrichtungen:

PP1011/4 Minze

PP1012/4 Zitrone

PP1013/4 Erdbeere

Stückpreis im 4er-Set € 14,75 Einzelpreis € 19,50

€
4ER SET KAUFEN UND SPAREN

Hart wie ein Diamant.

DLC-SCALERSPITZEN

- ✓ Hochwertige DLC-Beschichtung
- ✓ Reflektionsarm für optimale Sichtverhältnisse
- ✓ Extrem harte und verschleißresistente Oberfläche für eine bis zu 40% längere Nutzungsdauer



ST01ED | ST01SD
DLC-Scaling-Spitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 38,00



ST02ED | ST02SD
DLC-Scaling-Spitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 38,00



ST03ED | ST03SD
DLC-Scaling-Spitze
EMS® | Acteon-Satelec®
€ 38,00



ST04ED | ST04SD
DLC-Scaling-Spitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 48,00



ST06ED | ST06SD
DLC-Periodontiespitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 55,00



ST08ED | ST08SD
DLC-Periodontiespitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 58,00



ST10ED | ST10SD
DLC-Periodontiespitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 58,00

EDELSTAHL-SCALERSPITZEN



ST01E | ST01S
Scaling-Spitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 28,00



ST02E | ST02S
Scaling-Spitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 28,00



ST03E | ST03S
Scaling-Spitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 28,00



ST04E | ST04S
Scaling-Spitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 38,00



ST05E | ST05S
Endodontiespitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 38,00



ST06E | ST06S
Periodontiespitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 45,00



ST07E | ST07S
Diamantierte Periodontiespitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 48,00



ST08E | ST08S
Endodontiespitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 48,00



ST09E | ST09S
Diamantierte Periodontiespitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 48,00



ST10E | ST10S
Periodontiespitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 48,00



ST11E | ST11S
Diamantierte Periodontiespitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 48,00



ST12E | ST12S
Endodontie-Feilenhalter 120°
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 45,00



ST13E | ST13S
Endodontie-Feilenhalter 90°
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 45,00



ST14E | ST14S
Endodontie-Feilenhalter 180°
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 45,00



ST15E | ST15S
Endodontiespitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 48,00



ST16E | ST16S
Diamantierte Endodontiespitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 48,00



ST17E | ST17S
Endodontiespitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 48,00



ST18E | ST18S
Diamantierte Endodontiespitze
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 48,00



ST19E | ST19S
Spitze für Kavitätenpräparationen
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 48,00



ST20E | ST20S
Mesial teildiamantierte Spitze für Kavitätenpräparationen
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 48,00



ST21E | ST21S
Distal teildiamantierte Spitze für Kavitätenpräparationen
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 48,00



ST22E | ST22S
Diamantierte Spitze (45°, links) für Kavitätenpräparationen
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 48,00



ST23E | ST23S
Diamantierte Spitze (45°, rechts) für Kavitätenpräparationen
Für EMS® | Acteon-Satelec®
€ 48,00

Hier haben Sie die Wahl.

Jeder MK-dent Rotor durchläuft ein einzigartiges Auswuchtverfahren, um Frequenzen und Vibrationen zu eliminieren. Dieser Prozess garantiert eine längere Laufzeit und höchsten Komfort. Wählen Sie zwischen unseren Premium- und Standardrotoren und erhalten Sie 12 Monate Garantie auf die Spannzange.

12
Monate

Garantie



PREMIUM ROTOR

Hartmetallhülse mit premium Keramikugellagern. Der Einbau einer Hartmetallhülse garantiert den Erhalt einer perfekten Konzentrität, welche die Grundlage für ein vibrationsfreies Arbeiten ist.



STANDARD ROTOR


Stahlhülse mit Keramikugellagern.

01 ROTORBLATT

Die aerodynamisch gestaltete Form des Rotorblattes garantiert maximale Leistung bei einer kompakten Kopfgröße der Turbine. Durch präzise Luftströmungsmessungen im Windkanal und CAD-Simulationen werden Bestmarken erreicht. Der Einsatz von aeroakustischen Optimierungsverfahren führt dabei zu einer erheblichen Reduktion des Geräuschpegels.

02 KUGELLAGER

Die Kugellager spielen eine entscheidende Rolle in der Laufruhe des Rotors. MK-dent® Rotoren werden ausschließlich mit Kugellagern der höchsten Güteklasse verbaut, die einen vibrationsfreien und langlebigen Lauf garantieren.



03 WELLFEDERSCHEIBEN

Sie werden zum axialen Vorspannen der Kugellager eingesetzt. Höchste Oberflächenqualität und ein spezieller Kalibriervorgang mit genauesten Vorspannungstoleranzen garantieren eine angenehme Laufruhe und Langlebigkeit des Lagers.

04 O-RINGE

Die O-Ringe zeichnen sich durch eine hohe Sprungelastizität und Temperaturbeständigkeit aus. Die richtige Shorehärte ist von wesentlicher Bedeutung für ein ausgezeichnetes Zusammenspiel der Komponenten.

Hersteller, Turbine	Premium Rotor	Preis	Standard Rotor	Preis
MK-dent®				
HB12, HC2011, HC2012, HC4011, HC6011	TC2021	€ 149,00	TC1021	€ 129,00
HB14	TC2033	€ 149,00	TC1033	€ 129,00
HB21K/KL	TC2034	€ 149,00	TC1034	€ 129,00
HB23K/KL	TC2033	€ 149,00	TC1033	€ 129,00
HC2022, HC4021, HC5021/31, HC6021, HC7021/31	TC2031	€ 149,00	TC1031	€ 129,00
HC20K/KL	TC2038	€ 149,00	-	-
HC21K/KL	TC2038	€ 149,00	-	-
HC22K/KL	TC2039	€ 149,00	-	-
HC4022, HC5022/32, HC6022, HC7022/32	TC2032	€ 149,00	TC1032	€ 129,00
HE12	TC2021	€ 149,00	TC1021	€ 129,00
HE14	TC2033	€ 149,00	TC1033	€ 129,00
HE17	TC2034	€ 149,00	TC1034	€ 129,00
HE18	TC2035	€ 149,00	TC1035	€ 129,00
HE21K/KL/N/NL/S/SL/W/WL	TC2034	€ 149,00	TC1034	€ 129,00
HE22K/KL/N/NL/W/WL	TC2035	€ 149,00	TC1035	€ 129,00
HP21KL/NL/SL/WL HC9021, HC8021	TC2041	€ 149,00	-	-
HP22KL/NL/WL HC9022, HC8022	TC2042	€ 149,00	-	-
Kavo®				
4500B/BR	TC2500BK	€ 149,00	TC1500BK	€ 129,00
5000B/BY	TC2500BK	€ 149,00	TC1500BK	€ 129,00
6000B	TC2600BK	€ 149,00	TC1600BK	€ 129,00
630B/C	TC2640BK	€ 149,00	TC1640BK	€ 129,00
632D/E/EA	TC2642BK	€ 149,00	TC1642BK	€ 129,00
635B	TC2635BK	€ 149,00	TC1635BK	€ 129,00
635BR	TC2637BK	€ 149,00	TC1635BK	€ 129,00
636CP/P	TC2636BK	€ 149,00	TC1636BK	€ 129,00
637B/C	TC2637BK	€ 149,00	TC1637BK	€ 129,00
639B/C	TC2642BK	€ 149,00	TC1642BK	€ 129,00
640B/C	TC2640BK	€ 149,00	TC1640BK	€ 129,00
642B/C	TC2642BK	€ 149,00	TC1642BK	€ 129,00
645B/C	TC2642BK	€ 149,00	TC1642BK	€ 129,00
646B/C	TC2636BK	€ 149,00	TC1636BK	€ 129,00
647B	TC2647BK	€ 149,00	TC1647BK	€ 129,00
649B	TC2647BK	€ 149,00	TC1647BK	€ 129,00
6500B	TC2650US	€ 149,00	TC1650US	€ 129,00
6500BR	TC2800BK	€ 149,00	TC1800BK	€ 129,00
650B	TC2650BK	€ 149,00	TC1650BK	€ 129,00
655B/C	TC2655BK	€ 149,00	TC1655BK	€ 129,00
659BR	TC2655BK	€ 149,00	TC1655BK	€ 129,00

Hersteller, Turbine	Premium Rotor	Preis	Standard Rotor	Preis
Kavo®				
660B/C	TC2655BK	€ 149,00	TC1655BK	€ 129,00
7000B/C	TC2700BK	€ 149,00	TC1700BK	€ 129,00
8000B/C/BM/BS/BN	TC2800BK	€ 149,00	TC1800BK	€ 129,00
M9000L	TC2900BK	€ 149,00	TC1900BK	€ 129,00
E675L	TC2677BK	€ 149,00	TC1677BK	€ 129,00
E677L	TC2677BK	€ 149,00	TC1677BK	€ 129,00
E679L	TC2680BK	€ 149,00	TC1680BK	€ 129,00
E680L	TC2680BK	€ 149,00	TC1680BK	€ 129,00
W&H®				
TA96	TC2012W	€ 149,00	TC1012W	€ 129,00
TA97 C LED	TC2097WT	€ 149,00	TC1097WT	€ 129,00
TA98	TC2011W	€ 149,00	TC1011W	€ 129,00
TA98 C LED	TC2098WT	€ 149,00	TC1098WT	€ 129,00
TA98 CLM	TC2098WT	€ 149,00	TC1098WT	€ 129,00
Sirona®				
T1 Control TC3	TC2011S1-TC3	€ 149,00	TC1011S1-TC3	€ 129,00
T1-CS ab SN: 5	TC2011S1-CS5	€ 149,00	TC1011S1-CS5	€ 129,00
T1/T2 Control	TC2011S1-CS5	€ 149,00	TC1011S1-CS5	€ 129,00
T2/T3 Racer	TC2011S2R	€ 149,00	TC1011S2R	€ 129,00
NSK®				
X600	TC2600NX	€ 149,00	TC1600NX	€ 129,00
X600L	TC2600NX	€ 149,00	TC1600NX	€ 129,00
X700	TC2700NX	€ 149,00	TC1700NX	€ 129,00
X700L	TC2700NX	€ 149,00	TC1700NX	€ 129,00
M600	-	-	TC1600NM	€ 129,00
Bien-Air®				
Black Pearl	TC2011BBP	€ 149,00	TC1011BBP	€ 129,00
Bora	TC2011BB	€ 149,00	TC1011BB	€ 129,00
Boralina	TC2011BB	€ 149,00	TC1011BB	€ 129,00
Prestige	TC2011BP	€ 149,00	TC1011BP	€ 129,00
B.A. International®				
Ultimate 670	TC2011S1-CS5	€ 149,00	TC1011S1-CS5	€ 129,00
Ultimate 675	TC2011S2R	€ 149,00	TC1011S2R	€ 129,00
Ultimate 685	TC2011S2R	€ 149,00	TC1011S2R	€ 129,00
Ultimate 695LK	TC2011S2R	€ 149,00	TC1011S2R	€ 129,00
Fona®				
6080MR	TC2011S2R	€ 149,00	TC1011S2R	€ 129,00
8060SR	TC2011S2R	€ 149,00	TC1011S2R	€ 129,00

SILIKONSCHLÄUCHE

SILIKONSCHLÄUCHE

- ✓ Für Turbinen, Elektromotoren, Kupplungen und Scaler
- ✓ Hochwertigstes Silikon für extra lange Lebensdauer
- ✓ Viele Modelle erhältlich mit separatem Rückluftschlauch und 400° Swivel-Anschluss

- ✓ Erhältlich in den folgenden Farben:
A hellgrau B mittelgrau C grau D braun
- ✓ Erhältlich für folgende Hersteller: MK-dent® | Kavo® | NSK® | Sirona® | Bien-Air® | EMS® | Acteon®-Satelec® | Chirana® | Planmeca® | Mectron®

Für Kavo® Einheiten

Schlauch	Einheit	Anschluss	Länge	Beschreibung	Preis
HO1031	1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1080	4-Loch mit Licht	1370 mm	Separater Rückluftschlauch	€ 139,00
HO1032	E50, E70, E80 (nur für Peitschen Version passend, nicht passend für Einheit E50T/E70T/E80T)	4-Loch mit Licht	1250 mm	Separater Rückluftschlauch	€ 139,00
HO2031	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080	EM1190K, Kavo® K190/196/200	1350 mm	Gewindefarbe: schwarz	€ 189,00
HO2032	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080	EM1190K, Kavo® K190/196/200	1350 mm	Gewindefarbe: grau	€ 189,00
HO2033	1057, 1060	EM1190K, Kavo® K190/196/200	1350 mm	-	€ 189,00
HO2034	1057, 1060	Kavo® 192/201	1350 mm	Wasserregulierung	€ 189,00
HO2035	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080	Kavo®192/201	1250 mm	Wasserregulierung	€ 189,00
HO2036	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080	EM1190K, Kavo® K190/196/200	1350 mm	400° Swivel-Anschluss	€ 229,00
HO2037	1058, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080	Kavo® K700	1350 mm	Wasserregulierung, 400° Swivel-Anschluss	€ 229,00
HO2038	E50, E70, E80 (nur für Peitschen Version passend, nicht passend für Einheit E50T/E70T/E80T)	Kavo® K700	1350 mm	Wasserregulierung, 400° Swivel-Anschluss	€ 229,00
HO2040	1057, 1060	Kavo® K700	1350 mm	Wasserregulierung, 400° Swivel-Anschluss	€ 229,00

Für Sirona® Einheiten

Schlauch	Einheit	Anschluss	Länge	Beschreibung	Preis
HO1061	M1, M196, M1+, ProFeel, Spirit S1, S2	4-Loch mit Licht	1370 mm	-	€ 149,00
HO1062	C3, C3+, C6, E3	4-Loch mit Licht	1030 mm	-	€ 149,00
HO1063	C8+, ProFeel+	4-Loch mit Licht	1370 mm	-	€ 149,00
HO1064	C8+	4-Loch mit Licht	1370 mm	-	€ 149,00
HO2041	E1, E2, E4, M1, M196, M1+, Spirit, S1, S2	SL Motoren	1350 mm	-	€ 229,00
HO2042	C3, C3+, C6, E3	SL Motoren	1003 mm	-	€ 229,00
HO3013	C8+	Bien-Air® MC3	1370 mm	Wasserregulierung	€ 229,00
HO3014	A1, A2, A4, A5, AC, C1(+), C2(+), C4(+), E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+, M196, Spirit S1, S2	NSK® Ti-Max M40	1370 mm	-	€ 229,00
HO3015	A1, A2, A4, A5, AC, C1(+), C2(+), C4	Bien-Air® MC3	1370 mm	Wasserregulierung	€ 229,00
HO3016	M1, M196, M1+, C3, C3+, C6, E3	Bien-Air® MC3, NSK® Ti-Max M40	1370 mm	Wasserregulierung, 400° Swivel-Anschluss	€ 229,00
HO3017	A1, A2, A4, A5, AC, C1(+), C2(+), C4(+), E1, E2, E5, EC, M1, M1+, Spirit S1, S2	EM1190K, Kavo® K190/196/200, Chirana® CH660	1370 mm	Wasserregulierung, 400° Swivel-Anschluss	€ 189,00
HO3018	A1, A2, A4, A5, AC, C1(+), C2(+), C4(+), C5+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+, M196, Spirit S1, S2	EM1190K, Kavo® K190/196/200, Chirana® CH661	1370 mm	-	€ 189,00
HO3019	C3, C3+, C6, E3	EM1190K, Kavo® K190/196/200	1030 mm	-	€ 189,00
HO3020	A1, A2, A4, A5, AC, C1(+), C2(+), C4	Bien-Air® MC2 IR, ISOLITE 300 Elektromotoren	1370 mm	Wasserregulierung	€ 239,00
HO3023	A1, A2, A3, A4, A5, AC, C1(+), C2(+), C4(+), E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+, ProFeel, Spirit S1, S2	Bien-Air® MC3	1370 mm	-	€ 229,00
HO3024	C3(+), C6, E3	Bien-Air® MC3	1030 mm	-	€ 229,00
HO3025	C3(+), C6, E3	Bien-Air® MC3, NSK® Ti-Max M40	1030 mm	Wasserregulierung, 400° Swivel-Anschluss	€ 229,00

Für Planmeca® Einheiten

Schlauch	Einheit	Anschluss	Länge	Beschreibung	Preis
HO1071	-	4-Loch mit Licht	1030 mm	Ω 820	€ 149,00
HO1072	-	4-Loch mit Licht	900 mm	Ω 560	€ 149,00
HO1073	-	4-Loch mit Licht	930 mm	Ω 430	€ 149,00
HO4011	-	Bien-Air® MC3	1000 mm	Ω 82	€ 229,00
HO4012	-	Bien-Air® MC3	1000 mm	Ω 82, 400° Swivel-Anschluss	€ 229,00
HO4013	-	Bien-Air® MC3, NSK® Ti-Max M40 Elektromotoren und Turbinen	980 mm	-	€ 229,00
HO4014	-	Bien-Air® MC3, NSK® Ti-Max M40 Elektromotoren und Turbinen	900 mm	Ω 82	€ 229,00
HO4015	-	EM1190K, Kavo® K190/196/200	1010 mm	Ω 270	€ 119,00
HO4017	-	EM1190K, Kavo® K190/196/200	1010 mm	Ω 270, 400° Swivel-Anschluss	€ 229,00
HO4018	-	EM1190K, Kavo® K190/196/200	1000 mm	400° Swivel-Anschluss	€ 229,00
HO4019	-	EM1190K, Kavo® K190/196/200	1000 mm	Ω 270, 400° Swivel-Anschluss	€ 229,00
HO4020	-	EMS® Scaler ohne Licht	1030 mm	Ω 1300, Außendurchmesser: 7 mm	€ 119,00
HO4021	-	EMS® Scaler ohne Licht	1030 mm	Ω 1300, Außendurchmesser: 9 mm	€ 119,00

Offenes Ende

Schlauch	Einheit	Anschluss	Länge	Beschreibung	Preis
HO1014	Universal	4-Loch ohne Licht	1900 mm	-	€ 49,00
HO1016	Universal	4-Loch mit Licht	1900 mm	-	€ 69,00
HO1026	Universal	4-Loch mit Licht	1900 mm	Separater Rückluftschlauch	€ 89,00
HO2021	Universal	EM1190K, Kavo® K190/196/200, Chirana® CH660	1900 mm	-	€ 119,00
HO2022	Universal	Bien-Air® MC3 (beide Versionen), NSK® M40 Elektromotoren und Turbinen	1900 mm	-	€ 98,00
HO2023	Universal	Bien-Air® MC2 ISOLITE 300, MC2 LED	1900 mm	-	€ 98,00
HO2026	Universal	Bien-Air® MC2 ISOLITE 300, MC2 LED	1900 mm	400° Swivel-Anschluss	€ 149,00
HO2027	Universal	Kavo® 700/701/702	1900 mm	400° Swivel-Anschluss	€ 149,00
HO2028	Universal	Kavo® EM K192	1600 mm	Wasserregulierung	€ 149,00
HO3011	Universal	EMS® Scaler ohne Licht	1900 mm	Außendurchmesser: 7 mm	€ 69,00
HO3012	Universal	EMS® Scaler ohne Licht	1900 mm	Außendurchmesser: 9 mm	€ 85,00
HO3021	Universal	Acteon-Satelec® Scaler ohne Licht	1900 mm	Außendurchmesser: 7 mm	€ 89,00
HO3022	Universal	Acteon-Satelec® Scaler ohne Licht	1900 mm	Außendurchmesser: 9 mm	€ 98,00
HO3031	Universal	Mectron® Scaler	1900 mm	Außendurchmesser: 9 mm	€ 109,00
HO3034	Universal	Acteon-Satelec® Scaler mit Licht	1600 mm	Außendurchmesser: 9 mm	€ 98,00



LED UND XENON LAMPEN

LED LAMPEN

- ✔ Ohne Blendwirkung und Lichtschleier
- ✔ 5500 K-Tageslicht-Farbtemperatur



BU8012	Für MK-dent® und Kavo® Schnellkupplungen	€ 39,00
BU8012KM	Für MK-dent® Luftmotoren und Kavo® Motoren	€ 39,00
BU8012KM3	Für Kavo® 701, 702 und 703 Motoren	€ 39,00
BU8012EM	Für MK-dent® EM1190K Elektromotor	€ 39,00
BU8012SB	Für Sirona® Schnellkupplungen, SPRAYVIT L Schläuche und Sirosonic L Scaler	€ 39,00
BU8012SG	Für Sirona® Motoren	€ 39,00
BU8012BA	Für Bien-Air® Motoren (nicht Drehstrom)	€ 39,00
BU8012BA/V2*	Für Bien-Air® Motoren (nicht Drehstrom)	€ 39,00
BU8012BAK	Für Bien-Air® Schnellkupplungen und Turbinen, Midwest® 6-Loch Schnellkupplungen	€ 39,00
BU8012WH	Für W&H® Turbinen	€ 39,00
BU8012WH/V2*	Für W&H® Turbinen	€ 39,00
BU8012WLT	Für W&H® LT25 Luftmotoren	€ 39,00
BU8012WEA	Für W&H® 40LT, 50LT und A51LT Motoren	€ 39,00
BU8012WRA	Für W&H® RA24 Schnellkupplungen	€ 39,00
BU8012WRA/V2*	Für W&H® RA24 Schnellkupplungen	€ 39,00
BU8012N	Für NSK® PTL Schnellkupplungen	€ 39,00
BU8012NT	Für NSK® TIM40 und TI205L Motoren	€ 39,00
BU8012NNL	Für NSK® NL Motoren	€ 39,00
BU8012NM	Für NSK® Ti-Max M40 LED, M205LG, NBS und X205L Motoren, KCL, SCL und PTL LED Schnellkupplungen	€ 39,00
BU8012F	Für Faro® Turbinen	€ 39,00
BU8012Y	Für Yoshida® Schnellkupplungen	€ 39,00
BU8021EL	Für Ultraschallscaler SC21EL	€ 39,00
BU8021SL	Für Ultraschallscaler SC21SL	€ 39,00

* V2 - LEDs mit umgekehrter Polarität

XENON LAMPEN

- ✔ Hohe Leuchtkraft
- ✔ Punktgenaue Beleuchtungsstärke
- ✔ Lange Lebensdauer
- ✔ Erhältlich für folgende Hersteller: MK-dent®
Kavo® | W&H® | Sirona® | NSK® | Bien-Air®



BU7012	Für MK-dent® und Kavo® Schnellkupplungen und Motoren	€ 12,50
BU7012SB	Für Sirona® Schnellkupplungen, SPRAYVIT L Schläuche und Sirosonic L Scaler	€ 12,50
BU7012SG	Für Sirona® Motoren	€ 12,50
BU7012WH	Für W&H® Turbinen	€ 12,50
BU7012BA	Für Bien-Air® Motoren	€ 12,50
BU7012BAK	Für Bien-Air® Turbinen	€ 12,50
BU7012N	Für NSK® Schnellkupplungen	€ 12,50

Pflege von Präzisionsinstrumenten.

PREMIUM SERVICE ÖL



SYNTHETISCH



SYNTHETISCH



SYNTHETISCH

LU1011

Premium Service Öl

Synthetisch

Minzduft

500 ml

Für eine große Auswahl an Adaptern für viele Hersteller

6er-Paket € 98,00

Einzelpreis € 18,90

LU1022

Premium Service Öl

Synthetisch

Minzduft

500 ml

Für das Kavo Quattrocare 2® System

6er-Paket € 98,00

Einzelpreis € 18,90

LU1031

Service Öl

Synthetisch

Minzduft

500 ml

Für das W&H® Assistina und andere Aufbereitungsgeräte

€ 35,00

ADAPTER



LT1012

Aluminium Öladapter

Passend für Turbinen mit Kavo® Anschluss

€ 5,50



LT1013

Aluminium Öladapter

Passend für Hand- & Winkelstücke mit INTRAMatic® Anschluss

€ 5,50



LT1014

Aluminium Öladapter

Passend für FG und RA Spannzangen, Ø 1,6 mm

€ 5,50



LT1015

Aluminium Öladapter

Passend für 4-Loch und 5-Loch Anschluss

€ 6,90



LT1017

Aluminium Öladapter

Passend für Turbinen mit Sirona® Anschluss

€ 5,50



LT1018

Aluminium Öladapter

Passend für Handstücke mit W&H® Anschluss

€ 5,50



LT1020

Aluminium Öladapter

Passend für Handstücke mit NSK® Anschluss

€ 5,50

