



REFERENZBILDER

Dentalmedizin



Implantologie, MKG-Chirurgie

TRIANGO 100

Behandlungs- und kleine OP-Leuchte

- **Angenehm:** homogenes, positionstreu Beleuchtungsfeld
- **Erstklassig:** Lichttechnik mit sehr guter Ausleuchtungstiefe
- **Flexibel:** mit definierter oder wahlweise einstellbarer Farbtemperatur, auch als Doppelarm-Version erhältlich



reddot winner 2020



TRIANGO 100

technische Daten

Lichtleistung *

100 000 Lux @ 1.0 m,
dimmbar, fokussierbar,
3 Farbtemperaturen

Farbtemperatur *

fix: 4 300 K
einstellbar: 3 700 K / 4 300 K / 4 700 K

Beleuchtungsfeld @ 1.0 m *

Ø fix 18 cm |
fokussierbar: 18 / 23 / 28 cm

Ausleuchtungstiefe *

80 cm

Farbwiedergabe

Ra > 96

Bedienung

Folientastatur an Kardanik

Befestigung



* -10% / +20% Toleranz

TRIANGO 100 – OP-Leuchte



Behandlungen am Stuhl

TRIANGO 80 Behandlungs- und kleine OP-Leuchte

- **Funktional:**
stufenlose Dimmung,
Federarmsystem für grossen Aktionsradius
- **Leistungsstark:**
80 000 Lux auf 1m Abstand, blend- und schattenarme
LED-Ausleuchtung, keine Wärmeabstrahlung
- **Hygienisch:**
abnehmbarer, sterilisierbarer Handgriff und
Handgriffüberzüge als Zubehör
- **Variabel:**
dank unterschiedlichster Befestigungsoptionen



TRIANGO 80	technische Daten
Lichtleistung *	80 000 Lux @ 1.0 m
Farbtemperatur *	ca. 4 500 K
Beleuchtungsfeld @ 1.0 m *	Ø 18 cm
Ausleuchtungstiefe	124 cm
Farbwiedergabe	Ra > 95
Bedienung	Drehknopf am Leuchtenkopf
Befestigung	

* -10% / +20% Toleranz


TRIANGO 80 - Klein-OP/Behandlungsleuchte



TRIANGO 80 - Klein-OP/Behandlungsleuchte TRIANGO 100 DUO – Doppelleuchtensystem



Derungs



Dentallabor

TANEO Lab Arbeitsplatzleuchte



- **Präzise:**
für höchste Anforderungen an Genauigkeit und Farbabstimmung
- **Wohltuend:**
flimmerfreies Beleuchtungsfeld,
Versionen: Vollspektrum D50, Tuneable white, 5 000 K
- **Langlebig:**
robustes Gehäuse aus Aluminiumprofil, einfach zu reinigen
- **Universell:**
verschiedene Befestigungsoptionen



OPTICLUX Lupenleuchte



reddot winner 2018

- **Optimal:**
1.9-fache Vergrößerung bei einer Linsenabmessung von 16 cm
- **Komfortabel:**
Dimmbare Beleuchtungsstärke in Tageslichtqualität
- **Ergonomisch:**
Schwenkbares Armsystem, beweglicher Leuchtenkopf
mit optimaler Farbwiedergabe
- **Flexibel:**
Unterschiedliche Befestigungsoptionen

Vielen Dank

